


# CALFAS<sup>TM</sup>

カルファス・テラ



ツインモータードライブの振動と

**WAVE**  
低周波

低周波で足も手もスッキリ!  
リフレッシュ!

- 血行促進 ● 疲労回復 ● 筋肉痛の痛みの緩解 ● 肩こりの緩解
- 筋肉のコリをほぐす ● 神経痛の痛みの緩解 ● 麻痺した筋肉の萎縮の予防

低周波で筋肉を動かし  
コリや痛みを解消

電気的一种である低周波（パルス）を体に通電させ、その刺激で筋肉をマッサージします

**低周波**

ピン振動マッサージは  
ツインモータードライブ  
でパワーアップ実現

**2 TWIN  
MOTOR  
DRIVE**

位相ウェーブで 16 種類  
の多彩なマッサージ  
パターン

**16 WAVE**

清潔抗菌  
樹脂ボディ  
(アッパーカバー)



軽量・便利なハンドル付



**2.1 kg**

ピン振動(上下)

最大 **3200** 回/分



粘着パッド  
不要



LC-041

ハイブリッドマッサージャー

CALFASTR

カルファス・テラ

ツインモータードライブの振動と  
低周波で足も手もスツキリ！  
リフレッシュ！


**パワフルウェーブ**

ツインモーターの回転差による位相ウェーブ(うなり周期効果)で複雑で効果の高いピン振動マッサージができる。

**多彩なマッサージパターン**

ウェーブ・低周波とも AI (人工知能) による多彩なパターンでマッサージ。さらにマッサージ時間の超過を防ぐオートオフ機能付き。

**使用部位**



**低周波 低周波治療とは**

電気的一种である低周波(パルス)を体に通电させ、その刺激が筋肉をマッサージする物理療法です。だから、「もみ」「たたき」の心地よいマッサージ感で筋肉のコリ・痛みの緩和、血行促進などに作用します。

**便利なハンドル付き**

コンパクトな大きさと斬新なデザイン、持ち運びに便利なハンドル付き。

**粘着パッド不要**

低周波マッサージは足を乗せるだけの手軽さ。粘着パッドを貼る必要はありません。


**タイマー残時間表示**

15分のタイマー時間の残り時間をパネルに表示。

**低周波不通電お知らせ**

各電極に左右の足または手を置いてない場合、低周波が通電しない事をお知らせ。

●多彩な波長で筋肉のコリ・痛みの緩和、血行促進などに作用します。



**仕様**

販売名	ハイブリッドマッサージャー
品名 / 型式	カルファス・テラ / LC-041
一般的名称	低周波・電気マッサージ器組合せ家庭用医療機器
使用電源	専用 AC アダプタ (MODEL : 3A-183WP12) 入力 : AC100V 50-60Hz 出力 : DC12V 1.5A
定格電圧・電流	電気マッサージ器 DC12V 1.3A (定格消費電力16W) 低周波治療器 DC12V 0.1A
定格時間	15分
リモコン	ワイヤレス赤外線伝送方式
リモコン電源	DC3V (単四形アルカリ乾電池 2本使用)
基本周波数 / 低周波マッサージ	「たたき」 4~15Hz 「もむ」 50Hz
出力電流 / 低周波マッサージ	10mA 以下 (無誘導抵抗負荷 1kΩ 接続時の実効値)
振動数 / ウェーブ	最大 約 3,200 回 / 分
寸法・質量	本体 幅 336mm × 奥行 340mm × 高さ 125mm 質量 2.1kg ACアダプタ 幅 43.5mm × 奥行 74mm × 高さ 34mm 質量 135g リモコン 幅 42mm × 奥行 146mm × 高さ 18mm 質量 50g
付属品	取扱説明書 / 1部 クイックガイド / 1部 保証書 / 1部 単四形アルカリ乾電池 / 2本 ACアダプター / 1個 リモコン / 1個
医療機器認証番号	222AGBZX00294000

**使用目的または効果**

電気マッサージ器 : あんま、マッサージの代用  
低周波治療器 : 肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果

**本体カラー**

**ピュアレッド** JANコード:4540241001528



**収納可能、簡単リモコン**

簡単操作のワイヤレスリモコンで、リラックス姿勢のまままでマッサージ。また、本体裏面に収納が可能で場所をとりません。

**安全に関するご注意**

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。誤動作を招く恐れがあります。・ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器・心電計などの装着形の医用電気機器
- 次の方は必ず医師に相談の上ご使用ください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。・悪性腫瘍のある人・心臓に障害のある人・妊娠初期の不安定期または出産直後の人・体温 38℃以上の人・安静を必要とする人・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の人・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人・適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人・脊椎に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人・医療機関で治療中の人
- 使用しても効果が現れない場合は、医師または専門家に相談してください。
- 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止して医師または専門家に相談してください。

※ご使用にあたって  
この商品には保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

■この表示価格には送料は含まれておりません。  
※印刷物ですので実物の色と多少違う場合があります。  
※予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。  
※このカタログの記載内容は 2021年4月1日現在のものです。  
※本カタログ内容の全部または一部を無断利用、転載することを禁止します。

希望小売価格  
**134,096 円**  
(税抜価格121,905円)

旭硝子生活関連事業承継

**リビングテクノロジー株式会社**

本社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 電話03(3252)1880  
商品のアフターサービスやお手入れ、お取扱方法のご相談は弊社サービスセンターまで  
お客様サービスセンター (フリーダイヤル 0120-39-8186)  
受付時間: 10:00~12:00 / 13:00~16:00  
http://www.livingtec.co.jp