



家庭用電位治療器 ヘルスイオンM-370

快眠爽快

医療機器承認番号 155400BZZ01497000


先進寝具で 寝ている間に



快眠爽快 **VCS**


(VCS...Ventilation Cusion Structure 通気クッション構造体)

1.優れた通気性と空気層96%の特殊構造



2.耐圧分散性にも優れる

腰部耐圧測定




畳+標準寝具

畳+標準寝具+AQ

3.圧縮回復性(へたり防止)に優れる

10万回の圧縮くり返し試験でも
歪み(へたり)はほとんどない



10万回圧縮前
初期厚み31.0 mm




10万回圧縮



10万回圧縮後
初期厚み29.8 mm

厚み
-1.2mm
(-3.9%)



4.高反発弾性で寝返りがしやすい



表面筋電図...筋活動量

B:低反発ウレタン
C:凹凸ウレタン

◆官能検査から...



健康増進 お目覚めスッキリ

快眠爽快 電位治療

効能・効果




※一般家庭でご使用ください。

電位治療器とは大地から電氣的に絶縁した人体に直流或いは交流の電位を加え、頭痛・肩こり・不眠症及び慢性便秘の緩解を目的に治療を行う一般家庭用の医療機器です。効能又は効果に影響を与えていると思われる作用は、ヒトに電界をかけると、体毛が揺れて皮膚を刺激することや皮膚温の上昇が確認されていますので、「電界作用が皮膚の触覚や圧を感じる感覚受容器を刺激し、血液の循環とからだの調節機能に働きかける。」ものと考えられます。

快眠爽快 ダブルラッセル

通気性と肌ざわりに優れたダブルラッセルカバーに4種類のセラミックを配合し健康に配慮しました。




快眠爽快 サーモプロ

サーモプロの断熱効果はウールの約2倍、コットンの約3倍、外気温が低くなるほど断熱効果が高まり保温力を増す特性を有します。


1. 素材別断熱係数

□素材別断熱係数




2. 繊維自体が保温を蓄熱する保温効果

□素材別皮膚温度



3. サラッとした快適な肌触り

□素材別吸水率



管理医療機器
家庭用電位治療器
医療機器承認番号 15400BZZ01497000

電位治療器の効能・効果

頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解。

※一般家庭で使用する事

●仕様 コントローラー部

品名	ヘルスイオン
型式	M-370
一般的名称	家庭用電位治療器
定格電圧	AC100V
消費電力	0.5w以下
コントローラー寸法	約60×110×50mm
コントローラー重量	約0.5kg
本体コード長さ	約3m
性能	電位出力600V

●仕様 ふとん部

仕上がりサイズ	約950×2000mm
Wラッセルカバー表地	ポリエステル100%(鉱石含有プリント)
Wラッセルカバー裏地	ポリエステル100%
中材(VCS)	ポリエステル100%
中材重量	1.05kg
サーモプロ敷カバー表地	パイル:ポリ塩化ビニル100% グランド:ポリエステル100%
サーモプロ敷カバー裏地	綿50% ポリエステル50%
電位電極	約470×900mm
ベロフック部分	約75mm(突起部)
フック付コード	約2m

●改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

【禁忌・禁止】

次のような場合は使用しないでください

⚠ 危険

次のような医用電気機器との併用は、影響を与える恐れがあるので、絶対にしないでください。

- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器。
- 心電計などの装着形の医用電気機器。
- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

⚠ 注意

次の人は使用前に医師とご相談の上、ご使用ください。

- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 体温38℃以上(有熱期)の人
- 医師に安静を指示されている人
- 急性疾患の人(せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど)
- 知覚障害のある人(糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による)

⚠ 注意

- 乳幼児・お子様、身体の不自由な方、意思表示の出来ない方は、付き添いなしでは使用しないでください。
- 使用中に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。

●このカタログの記載内容は平成24年7月1日現在のものです。

発売元

株式会社 **IJC**

〒810-0022 福岡市中央区薬院2丁目2-19 I・J・Cビル2F

フリーダイヤル **0120-267-690**

FAX 093-533-6261

技術協力

旭硝子生活関連事業承継

リビングテクノロジー株式会社

●お問い合わせは

産学官共同研究による成果各賞受賞
(3次元多層構造織物クッション 他)

- 超モノづくり
健康・医療機器部門大賞
- 2008年モノづくり連携大賞
日刊工業新聞社
- 関西フロントランナー大賞
審査員特別賞



寝具部の全ての素材が洗濯可能

- ・ダブルラッセルカバー
(セラミックプリント)
- ・サーモプロカバー
- ・VCS (通気クッション構造体)

※但し電極は取りはずしてください。